

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SERVIZIO SANITARIO
A.S.L. N° 4 LANUSEI

RELAZIONE TECNICA

Valutazione qualitativa per la fornitura in service di un sistema diagnostico in service per esami di chimica clinica, farmaci e proteine specifiche occorrenti al Laboratorio Analisi del P.O. di Lanusei.

La Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione del Direttore Generale n° 63 del 04.02.2008, che ha elaborato la suddetta relazione, si è riunita a più riprese a partire dalla data di consegna delle schede tecniche, tali riunioni, tenute in via riservata, sono avvenute presso lo studio del Direttore del Laboratorio Analisi, Dr.ssa Anna Deidda, nei locali del Presidio Ospedaliero.

La suddivisione del lavoro ha rispettato quelle che sono le competenze dei singoli componenti la commissione, in particolare la Dr.ssa Anna Deidda con la collaborazione della Dr.ssa Rita Mulas, si sono fatte carico dell'esame e della valutazione delle schede tecniche relative agli strumenti presentati.

Il Dr. Virgilio Frau ha vigilato sull'attribuzione dei punteggi in modo tale che venisse rispettato quanto previsto nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale.

Esaminata la proposta delle ditte Johnson e Johnson risulta così articolata:

- N° 1 analizzatore automatico nuovo per le routine Vitros 5.1/FS;
- N° 1 analizzatore automatico nuovo base Vitros 350;

Le apparecchiature proposte sono complete di stampante e gruppo statico di continuità e sono interfacciate bidirezionalmente al LIS.

Dopo aver visionato :

- l'elenco e le schede tecniche dei reagenti e dei materiali di consumo;
- le relazioni tecniche e i depliant illustrativi della strumentazione proposta;
- la descrizione delle strutture organizzative relative all'assistenza tecnica e specialistica

Si relaziona quanto segue:

Le caratteristiche tecniche e funzionali non sono solo concordanti con quelle richieste nel capitolato speciale ma anche migliorative. Per l'installazione delle suddette apparecchiature non sono necessarie opere edili o collegamenti idraulici e sistemi di produzione di H₂O.

I reagenti sono pronti all'uso, il taglio delle confezioni è ottimizzato con la stabilità del reattivo on-board al fine di ridurre gli sprechi.

Le calibrazioni sono stabili per 6 mesi e non è richiesto giornalmente il controllo della calibrazione. L'assistenza tecnica, gestita da un centro di riferimento presente in Sardegna (ditta H.S. Hospital Service di Sassari), garantisce l'intervento entro le 8 ore lavorative dalla chiamata e qualora sia necessario un intervento complesso (> di 48 ore) le apparecchiature saranno sostituite per assicurare la continuità del servizio.

L'addestramento del personale avverrà in sede per il miglior utilizzo della strumentazione, verranno inoltre organizzati corsi di II livello di approfondimento per tutto il periodo della fornitura.

La strumentazione di routine è gestita da Intellicheck sistem per il controllo del processo analitico in tutte le sue fasi, con la segnalazione di qualsiasi evento possa compromettere l'affidabilità e la sicurezza del risultato

La strumentazione di routine è dotata di "Software" e "Connectivity", per la connessione con la Johnson e Johnson per la diagnostica e la riparazione a distanza.

La Commissione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, ritiene la proposta idonea e pertanto si attribuiscono i seguenti punteggi:

per le caratteristiche strumentali punti 30

per le caratteristiche dei reagenti punti 20

per l'assistenza post-vendita punti 10

Responsabile Serv. Acquisti

Dr. Virgilio Frau

Responsabile Laboratorio Analisi

Dr.ssa Anna Deidda

Dirigente Laboratorio Analisi

Dr.ssa Rita Mulas

La Segretaria

Sig.ra Giuseppina Foddis
